


Wb、If/Icc、Elisa用 抗Alad ウサギポリクローナル抗体 - P13716

商品番号: CM0018120



前書き

ヒトデルタ-
アミノレブリン酸デヒドラターゼ（ALAD）に対する
ウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで
検証済み。ヒトおよびマウスと交差反応性あり。予想
されるバンドサイズは36 kDa。ヘム生合成研究用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	ALAD ウサギ pAb
備考/別名	PBGS; ALADH; ALAD
種	ヒト
GeneID (ヒト)	210
GeneID	210
免疫原	ヒトALAD（NP_000022.3）のアミノ酸1-330に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P13716
タンパク質分子量	36kDa
輸送	保冷バッグ