

Wb、Elisa用抗Alas1モノクローナル抗体 - P13196

商品番号: CM0008224

前書き

WBおよびELISAでバリデーション済みの抗ALAS1ウサギモノクローナル抗体。ヘム生合成の律速段階を触媒するミトコンドリア酵素、ヒトALAS1を検出します。ヘム代謝およびポルフィリン症研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ALAS1ウサギmAb
備考／別名	ALAS; MIG4; ALAS3; ALASH; ALAS-H; ALAS1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	211
GeneID	211
免疫原	合成ペプチド ヒトALAS1（P13196）のアミノ酸541～640内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P13196
タンパク質分子量	71kDa
輸送	保冷バッグ