

Anti-Alas1ウサギポリクローナル抗体（If/IccおよびElisa用） - P13196

商品番号: CM0014145

前書き

ヒトALAS1に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。IF/ICCおよびELISAで検証済み。ヘム生合成の重要な酵素であるヒトALAS1を特異的に検出します。ミトコンドリア研究に最適；タンパク質分子量71kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ALAS1 Rabbit pAb
備考/別名	ALAS; MIG4; ALAS3; ALASH; ALAS-H; ALAS1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	211
GeneID	211
免疫原	ヒトALAS1 (NP_954635.1) のアミノ酸1-250に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P13196
タンパク質分子量	71kDa
配送	氷袋