

抗Alas1ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P13196

商品番号: CM0024853

前書き

ヒトALAS1（5-アミノレブリン酸合成酵素1）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応します。ヘム合成研究やアッセイ開発に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ALAS1 ウサギpAb
備考/別名	ALAS; MIG4; ALAS3; ALASH; ALAS-H; ALAS1
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	211
遺伝子ID	211
免疫原	ヒトALAS1（NP_954635.1）のアミノ酸1〜250番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P13196
タンパク質分子量	71kDa
輸送方法	氷袋