

Anti-Alas2ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P22557

商品番号: CM0026184



前書き

ヒトALAS2を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのALAS2を認識；ヘム生合成および赤血球造血研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ALAS2 Rabbit pAb
備考/別名	ASB; ANH1; XLSA; ALASE; XLDPP; XLEPP; ALAS-E; SIDBA1; ALAS2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	212
免疫原	ヒトALAS2 (NP_001033057.1) のアミノ酸50-320に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P22557
タンパク質分子量	65kDa
配送	氷袋