


Wb、If/Icc、If-P、Elisa用 抗アルブミン ウサギポリクローナル抗体 - P02768

商品番号: CM0018651



前書き

アルブミン

ウサギポリクローナル抗体は、WB、IF/ICC、IF-P、ELISAでの使用が検証されています。ヒト、マウス、ラットと反応します。免疫原：組換えタンパク質。血漿浸透圧および金属輸送の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	アルブミン Rabbit pAb
備考/別名	HSA; FDAHT; PRO0883; PRO0903; PRO1341; アルブミン
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	213
遺伝子ID	213
免疫原	組換えタンパク質 ヒトアルブミン(NP_000468.1)のアミノ酸25-609番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質です。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P02768
タンパク質分子量	69kDa
発送	氷袋