


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗アルブミン/Alb モノクローナル抗体 - P02768

商品番号: CM0005521



前書き

ヒトアルブミン/ALBに対するウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫組織化学、免疫蛍光、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプルに適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	アルブミン/ALB ウサギ mAb
備考/別名	ALB; HSA; PRO0883; PRO0903; PRO1341; albumin; Albumin/ALB
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	213
遺伝子ID	213
免疫原	ヒトアルブミン/ALB (NP_000468.1) のアミノ酸25-609に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P02768
タンパク質分子量	45kDa/47kDa/69kDa
配送	保冷バッグ