

抗アルコールデヒドロゲナーゼ ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P07327

商品番号: CM0014450



前書き

ヒト Alcohol Dehydrogenase 1A

(ADH1A)に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ラットと交差反応します。アルコール代謝およびエタノール酸化の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Alcohol Dehydrogenase Rabbit pAb
備考/別名	ADH1A; ADH1; Alcohol Dehydrogenase
種	ヒト
GeneID (ヒト)	124
GeneID	124
免疫原	組換えタンパク質 ヒト Alcohol Dehydrogenase (NP_000658.1) のアミノ酸220-300に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P07327
タンパク質分子量	40kDa
配送	氷袋