

Wb、Elisa用抗Aldh16A1モノクローナル抗体 - Q8Iz83

商品番号: CM0011509

前書き

ヒトALDH16A1を標的とするウサギモノクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みです。ヒト、マウス、ラットのサンプル中で約85kDaのバンドを検出します。代謝およびプロテオミクスにおけるアルデヒド脱水素酵素研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ALDH16A1ウサギmAb
種	ヒト
遺伝子ID	126133
免疫原	ヒトALDH16A1（Q8IZ83）のアミノ酸500～600内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8IZ83
タンパク質分子量	85kDa
輸送	保冷バッグ