

Wb、Elisa用抗Aldh18A1ウサギポリクローナル抗体 - P54886

商品番号: CM0016225



前書き

WBおよびELISAで検証済みの高品質ALDH18A1ウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットと反応します。プロリン生合成とミトコンドリア代謝の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ALDH18A1 ウサギ pAb
備考/別名	GSAS; P5CS; PYCS; SPG9; ADCL3; SPG9A; SPG9B; ARCL3A; ALDH18A1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5832
GeneID	5832
免疫原	ヒトALDH18A1 (NP_002851.2) のアミノ酸1-240番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P54886
タンパク質分子量	87kDa
発送	氷袋