


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Aldh1A1モノクローナル抗体 - P00352

商品番号: CM0007162



前書き

ヒトALDH1A1を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでバリデーション済み。マウスおよびラットと交差反応します。レチノイン酸合成に機能する55kDaの細胞質タンパク質を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ALDH1A1 Rabbit PolymAb®
備考／別名	ALDC; ALDH1; HEL-9; HEL12; PUMBI; ALDH11; RALDH1; ALDH-E1; HEL-S-53e
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	216
遺伝子ID	216
免疫原	ヒトALDH1A1 (NP_000680.2) のアミノ酸250～350内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P00352
タンパク質分子量	55kDa
配送	保冷バッグ