


Wb、If/Icc、Ip、Elisa用 抗Aldh1A1 ウサギモノクローナル抗体 - P00352

商品番号: CM0002988



前書き

ヒトALDH1A1 (ALDC, RALDH1)
特異的ウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、IP、ELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性あり。レチノイン酸代謝および解毒研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ALDH1A1 ウサギ mAb
備考/別名	ALDC; ALDH1; HEL-9; HEL12; PUMB1; ALDH11; RALDH1; ALDH-E1; HEL-S-53e; ALDH1A1
種	ヒト
遺伝子ID	216
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P00352
タンパク質分子量	55kDa
配送	保冷バッグ