


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Aldh1A1 ウサギポリクローナル抗体 - P00352

商品番号: CM0021337



前書き

WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA用 ALDH1A1

ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。この検証済みウサギポリクローナル抗体を用いて、レチノイン酸代謝および細胞内解毒におけるアルデヒドデヒドロゲナーゼ1A1の機能を探求します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ALDH1A1 ウサギ pAb
備考/別名	ALDC; ALDH1; HEL-9; HEL12; PUMB1; ALDH11; RALDH1; ALDH-E1; HEL-S-53e; ALDH1A1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	216
GeneID	216
免疫原	ヒトALDH1A1 (NP_000680.2) のアミノ酸301-400に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P00352
タンパク質分子量	55kDa
発送	保冷バッグ