


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 Anti-Aldh1A2 ポリクローナル抗体 - O94788

商品番号: CM0026546



前書き

ヒトALDH1A2 (RALDH2) を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAに使用可能。マウス、ラットとの交差反応性あり。発生や疾患におけるレチノイン酸シグナル伝達研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ALDH1A2 ウサギ pAb
備考 / 別名	DIH4; RALDH2; RALDH2-T; RALDH(II); ALDH1A2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8854
遺伝子ID	8854
免疫原	ヒトALDH1A2 (NP_733797.1) のアミノ酸1-180に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O94788
タンパク質分子量	57kDa
発送	保冷バッグ