


WbおよびElisa用抗Aldh1A3ポリクローナル抗体 - P47895

商品番号: CM0016547



前書き

ウエスタンブロットおよびELISAでバリデーション済みの抗ALDH1A3ウサギポリクローナル抗体。レチノイン酸合成および胚性眼発生に重要なレチナールデヒドロゲナーゼである、ヒトおよびマウスALDH1A3を検出します。代謝および発生生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ALDH1A3 Rabbit pAb
備考／別名	ALDH6; MCOP8; RALDH3; ALDH1A6; ALDH1A3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	220
遺伝子ID	220
免疫原	ヒトALDH1A3 (NP_000684.2) のアミノ酸1〜140に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P47895
タンパク質分子量	56kDa
輸送	アイスパック