

抗Aldh1B1ポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - P30837

商品番号: CM0029213



前書き

ヒトALDH1B1（ミトコンドリア性アルデヒド脱水素酵素）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済み、マウスおよびラットと交差反応します。アルコール代謝や酸化ストレスの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ALDH1B1 ウサギ pAb
略称/別名	ALDH5; ALDHX; ALDH1B1
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	219
GeneID	219
免疫原	ヒトALDH1B1（NP_000683.3）のアミノ酸278～517番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用アッセイ	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P30837
タンパク質分子量	57kDa
輸送方法	氷袋梱包