

Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Aldh1B1 ポリクローナル抗体 - P30837

商品番号: CM0018530



前書き

ヒトミトコンドリアアルデヒドデヒドロゲナーゼ

ALDH1B1

に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。アルコール代謝、解毒、酸化ストレス研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ALDH1B1 ウサギ pAb
備考/別名	ALDH5; ALDHX; ALDH1B1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	219
遺伝子ID	219
免疫原	ヒト ALDH1B1 (NP_000683.3) のアミノ酸 278-517 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用可能アッセイ	WB、IF/ICC、ELISA
交差性	ヒト
SWISS	P30837
タンパク質分子量	57kDa
発送方法	保冷バッグ