

WbおよびElisa用抗Aldh1L2ポリクローナル抗体 - Q3Sy69

商品番号: CM0014502

前書き

ヒトALDH1L2に対するウサギポリクローナル抗体。
WBおよびELISAでの使用が検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。一炭素代謝に関与するミトコンドリア10-ホルミルテトラヒドロ葉酸デヒドロゲナーゼ。予測分子量102 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ALDH1L2ウサギpAb
備考/別名	mtFDH; ALDH1L2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	160428
遺伝子ID	160428
免疫原	ヒトALDH1L2 (NP_001029345.2) のアミノ酸280〜480に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q3SY69
タンパク質分子量	102 kDa
輸送	保冷バッグ