


抗Aldh2ポリクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - P05091

商品番号: CM0017629



前書き

ヒトミトコンドリアアルデヒド脱水素酵素ALDH2に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットのALDH2を検出可能。約56 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ALDH2 ウサギpAb
備考/別名	ALDM; ALDHI; ALDH-E2; ALDH2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	217
GeneID	217
免疫原	ヒトALDH2のアミノ酸1-380に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_000681.2)。
宿主	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P05091
タンパク質重量	56kDa
配送	アイスパック