


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用Anti-Aldh2ポリクローナル抗体 - P05091

商品番号: CM0015125



前書き

ヒトALDH2に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。ホルムアルデヒドのクリアランスおよび関連疾患におけるミトコンドリアアルデヒド脱水素酵素の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ALDH2 Rabbit pAb
備考/別名	ALDM; ALDH1; ALDH-E2; ALDH2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	217
GeneID	217
免疫原	組換えタンパク質 ヒトALDH2 (NP_000681.2) のアミノ酸321-480に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P05091
タンパク質分子量	56kDa
配送	アイスバック