


Wb、Elisa用抗Aldh2ウサギモノクローナル抗体 - P05091

商品番号: CM0002040



前書き

ヒトALDH2に対するウサギモノクローナル抗体で、WBおよびELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットの種をまたいで内在性ALDH2を検出します。ホルムアルデヒドクリアランスおよびミトコンドリア機能研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ALDH2 ウサギmAb
備考/別名	ALDM; ALDH1; ALDH-E2; ALDH2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	217
GeneID	217
免疫原	合成ペプチド ヒトALDH2 (P05091) のアミノ酸100-200領域内の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P05091
タンパク質分子量	56kDa
発送方法	保冷剤