

## Wb、If/Icc、If-P、Elisa用抗Aldh3A1ポリクローナル抗体 - P30838

商品番号: CM0027784



### 前書き

ALDH3A1ウサギpAbはWB、IF/ICC、IF-P、ELISAで検証済みです。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。50kDaのタンパク質を検出します。角膜および解毒研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| 製品名         | ALDH3A1 ウサギpAb                                            |
| 別名/略称       | ALDH3; ALDHIII; ALDH3A1                                   |
| 対象種         | ヒト                                                        |
| GeneID (ヒト) | 218                                                       |
| 免疫原         | ヒトALDH3A1 (NP_001128640.1) のアミノ酸1-300に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 起源          | ウサギ                                                       |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                                 |
| 用途          | WB、IF/ICC、IF-P、ELISA                                      |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                                |
| SWISS       | P30838                                                    |
| タンパク質分子量    | 50kDa                                                     |
| 発送方法        | 保冷剤                                                       |