

抗Aldh3A1ウサギモノクローナル抗体（Wb、If-P、Elisa用） - P30838

商品番号: CM0007549



前書き

WB、IF-

P、ELISAで検証済みの抗ALDH3A1ウサギモノクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットと反応します。アルデヒド解毒と角膜のUV防御に重要な細胞質酵素であるアルデヒド脱水素酵素3A1（P30838）を標的とします。分子量は50 kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ALDH3A1 ウサギmAb
別名	ALDH3; ALDHIII; ALDH3A1
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	218
免疫原	ヒトALDH3A1のアミノ酸1-300番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。(NP_000682.3)
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用用途	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P30838
タンパク質分子量	50kDa
輸送方法	保冷剤