

ウエスタンブロット、If-P、Ihc-P、Elisa用 抗Aldh3A1ウサギモノクローナル抗体 - P11883

商品番号: CM0009592



前書き

50

kDaの細胞質アルデヒドデヒドロゲナーゼであるALDH3A1に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IF-P、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。角膜および解毒研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ALDH3A1 ウサギ mAb
備考/別名	AHDC; Aldh; Ahd-c; Aldh3; Aldh3a1
種	ラット
GeneID (ヒト)	218
GeneID	25375
免疫原	ラット Aldh3a1 (NP_114178.1) のアミノ酸1-103に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P11883
タンパク質分子量	50kDa
発送	保冷バッグ