

Anti-Aldh4A1ポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - P30038

商品番号: CM0021998



前書き

CamelBioは、ヒト、マウス、ラットでWB、IF/ICC、ELISAについて検証済みのウサギポリクローナル抗ALDH4A1抗体を提供します。プロリンおよびグルタミン酸代謝において重要な役割を果たすミトコンドリアのデルタ-1-ピロリン-5-カルボキシラート脱水素酵素を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ALDH4A1 Rabbit pAb
備考/別名	P5CD; ALDH4; P5CDh
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8659
遺伝子ID	8659
免疫原	組換えタンパク質 ヒトALDH4A1 (NP_003739.2) のアミノ酸354-563に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P30038
タンパク質分子量	62kDa
配送	アイスバッグ