

Wb用抗Aldh4A1ウサギモノクローナル抗体 - P30038

商品番号: CM0012665



前書き

ヒトALDH4A1に対するウサギモノクローナル抗体で、WB、IHC、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットを検出し、プロリン代謝やミトコンドリア機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ALDH4A1 ウサギmAb
備考／別名	P5CD; ALDH4; P5CDh; ALDH4A1
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	8659
GeneID	8659
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
応用用途	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P30038
タンパク質分子量	62kDa
発送方法	保冷剤