


Wb、Elisa用抗Aldh5A1ウサギポリクローナル抗体 - P51649

商品番号: CM0014560



前書き

ALDH5A1 (SSADH、SSDH) を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットにおけるウェスタンブロットおよびELISA用途でバリデーション済み。GABA代謝研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ALDH5A1ウサギpAb
備考／別名	SSDH ; SSADH ; ALDH5A1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7915
GeneID	7915
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P51649
タンパク質分子量	57kDa
輸送	保冷剤