


抗Aldh5A1/Ssadhウサギモノクローナル抗体（Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa用） - P51649

商品番号: CM0007111



前書き

ヒトALDH5A1/SSADHを標的とするウサギモノクローナル抗体（WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA用）。マウスおよびラットと交差反応します。GABA代謝およびミトコンドリア研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	アルデヒド脱水素酵素5-A1/SSADH/ALDH5A1 ウサギmAb
備考/別名	SSDH; SSADH; アルデヒド脱水素酵素5-A1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7915
GeneID	7915
免疫原	ヒトALDH5A1のアミノ酸777-976に対応する組換えタンパク質 (NP_001071.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P51649
タンパク質重量	57kDa
配送	アイスパック