

Ihc-P、If/Icc、Elisa用Anti-Aldh6A1ポリクローナル抗体 - Q02252

商品番号: CM0016804



前書き

ALDH6A1（MMSDH）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのIHC-P、IF/ICC、ELISAに適しています。ミトコンドリアマロン酸セミアルデヒド脱水素酵素の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ALDH6A1 Rabbit pAb
備考/別名	MMSDH; MMSADHA; ALDH6A1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4329
GeneID	4329
免疫原	ヒトALDH6A1（NP_005580.1）のアミノ酸326-535に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q02252
タンパク質分子量	58kDa
配送	氷袋