

Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Aldh6A1 ウサギポリクローナル抗体 - Q02252

商品番号: CM0025160



前書き

ALDH6A1を標的とするウサギポリクローナル抗体。
ヒト、マウス、ラットでのWB、IF/ICC、ELISAについて検証済みです。バリン/チミン異化に関与するミトコンドリアメチルマロナートセミアルデヒド脱水素酵素を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ALDH6A1 Rabbit pAb
備考/別名	MMSDH; MMSADHA; ALDH6A1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4329
遺伝子ID	4329
免疫原	組換えタンパク質 ヒトALDH6A1 (NP_005580.1) のアミノ酸326-535に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q02252
タンパク質分子量	58kDa
配送	氷袋