


抗Aldh7A1モノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P49419

商品番号: CM0002033



前書き

WBおよびELISAで検証済みのウサギ由来抗ALDH7A1モノクローナル抗体です。酸化ストレス防御、リジン異化、フェロプトーシス阻害に関与する多機能アルデヒド脱水素酵素であるヒトおよびマウスALDH7A1を検出します。がん・代謝研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ALDH7A1 ウサギmAb
備考／別名	EPD; PDE; ATQ1; ALDH7A1
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	501
GeneID	501
免疫原	合成ペプチド。ヒトALDH7A1（P49419）のアミノ酸1-100番目の配列に対応する合成ペプチドです。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P49419
タンパク質分子量	58kDa
発送方法	氷袋