


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Aldh7A1 ポリクローナル抗体 - P49419

商品番号: CM0028906



前書き

ヒトALDH7A1を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。アルデヒド代謝、フェルトーシス、てんかんの研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	ALDH7A1 ウサギ pAb
備考/別名	EPD; PDE; ATQ1; ALDH7A1
種	ヒト
遺伝子ID	501
免疫原	ヒトALDH7A1 (NP_001173.2) のアミノ酸430-539に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P49419
タンパク質分子量	58kDa
輸送	保冷バッグ