


Wb、If/Icc、Elisa用抗Aldoaポリクローナル抗体 - P04075

商品番号: CM0014590



前書き

ヒトALDOAに対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、IF/ICC、ELISAでバリデーション済み。ヒト、マウス、ラットのALDOAを認識します。解糖系およびがん研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ALDOAウサギpAb
備考/別名	ALDA; GSD12; HEL-S-87p; ALDOA
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	226
遺伝子ID	226
免疫原	組換えタンパク質 ヒトALDOA (NP_908930.1) のアミノ酸1〜348に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P04075
タンパク質分子量	39 kDa
配送	保冷バッグ