


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Aldoa ウサギ モノクローナル抗体 - P04075

商品番号: CM0003459



前書き

WB、IHC-P、ELISAに適した高親和性の抗ALDOAウサギモノクローナル抗体。ヒトALDOA (P04075)を標的とし、マウスおよびラットと交差反応性を示します。解糖系および糖新生研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	ALDOA ウサギ mAb
備考/別名	ALDA; GSDI2; HEL-S-87p; ALDOA
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	226
遺伝子ID	226
免疫原	合成ペプチド - ヒトアルドラーゼ (P04075) のアミノ酸1-100に対応する配列の合成ペプチド。
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P04075
タンパク質分子量	39kDa
配送	保冷バッグ