


Wb、If/Icc、Elisa用 抗Aldobウサギポリクローナル抗体 - P05062

商品番号: CM0025061



前書き

WB、IF/ICC、ELISA用に検証済みの高品質な抗ALDOBウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのALDOBを認識。解糖系、糖新生、および腫瘍抑制研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ALDOB ウサギ pAb
備考/別名	ALDB; ALDO2; ALDOB
種	ヒト
GeneID (ヒト)	229
GeneID	229
免疫原	ヒトALDOB (NP_000026.2) のアミノ酸1-200に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P05062
タンパク質分子量	39kDa
発送	保冷バッグ