

Alg1に対するウサギポリクローナル抗体 - Wb、Elisa対応 - Q9Bt22

商品番号: CM0029607

前書き

N-グリコシル化における鍵酵素であるマンノシルトランスフェラーゼALG1に対する高品質なウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、ヒト、マウス、ラットと交差反応性を示します。糖生物学や先天性疾患研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	ALG1 ウサギpAb
別名	HMT1; MT-1; CDG1K; HMAT1; HMT-1; Mat-1; hMat-1; ALG1
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	56052
遺伝子ID	56052
免疫原	ヒトALG1 (NP_061982.3) のアミノ酸215～464番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISSプロットID	Q9BT22
タンパク質分子量	53kDa
輸送方法	氷袋