

Wb、Elisa用 抗Alg13 ウサギポリクローナル抗体 - Q9Np73

商品番号: CM0023999

前書き

ヒトALG13に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒトおよびマウスサンプル中の内因性ALG13（約126kDa）を検出します。N-グリコシル化、先天性グリコシル化異常症、小胞体機能の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ALG13 ウサギ pAb
備考/別名	CDG1S; DEE36; EIEE36; MDS031; TDRD13; CXorf45; GLT28D1; YGL047W; ALG13
種	ヒト
GeneID (ヒト)	79868
GeneID	79868
免疫原	合成ペプチド ヒトALG13（NP_001311219.1）のアミノ酸100-167に相当する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9NP73
タンパク質分子量	126kDa
輸送	保冷バッグ