

Wb、Elisa用抗Alg2ポリクローナル抗体 - Q9H553

商品番号: CM0028881

前書き

ALG2 Rabbit

pAbは、ウェスタンブロットおよびELISAでバリデーションされたポリクローナル抗体です。ヒトALG2（N-グリコシル化に関与するマンノシルトランスフェラーゼ）を標的とし、糖化障害の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ALG2 Rabbit pAb
備考/別名	CDGII; CDGII; CMS14; NET38; CMSTA3; hALPG2; ALG2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	85365
遺伝子ID	85365
免疫原	ヒトALG2 (NP_149078.1) のアミノ酸197-416に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9H553
タンパク質分子量	47kDa
配送	氷袋