

Alg5に対するウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用途） - Q9Y673

商品番号: CM0019939

前書き

ALG5を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAの各アプリケーションで検証済みです。ヒト、マウス、ラットの検体中の内在性ALG5を検出します。ドリコール結合オリゴ糖生合成およびN-グリコシル化経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ALG5 Rabbit pAb
備考/別名	PKD7; bA421P11.2; ALG5
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	29880
免疫原	ヒトALG5（NP_037470.1）のアミノ酸34～190番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
産生源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y673
タンパク質分子量	37kDa
発送方法	保冷剤