


Wb、If/Icc、Elisa用抗Alix / Pdcd6Ipウサギポリクローナル抗体 - Q8Wum4

商品番号: CM0020201



前書き

ヒトALIX/PDCD6IPを標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性を有します。エンドソーム選別、アポトーシス、ウイルス出芽の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ALIX / PDCD6IP ウサギpAb
備考／別名	AIP1; ALIX; HP95; DRIP4; MCPH29; ALIX / PDCD6IP
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10015
遺伝子ID	10015
免疫原	ヒトALIX / PDCD6IPのアミノ酸1~180に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_037506.2)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8WUM4
タンパク質分子量	96 kDa
輸送	保冷剤