


Wb、If/Icc、Ip、Elisa用 抗Alix ウサギモノクローナル抗体 - Q8Wum4

商品番号: CM0007199



前書き

Western

blot、IF/ICC、IP、およびELISA用に検証された高品質抗ALIXウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのALIXと反応します。エキソソーム、エンドサイトーシス、およびアポトーシス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ALIX Rabbit mAb
備考/別名	ALP1; ALIX; HP95; DRIP4; MCPH29
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10015
遺伝子ID	10015
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8WUM4
タンパク質分子量	96kDa
出荷	アイスバッグ