

Wb、If/Icc、Elisa用抗Alkポリクローナル抗体 - Q9Um73

商品番号: CM0017646



前書き

ヒトALKチロシンキナーゼ受容体（CD246）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒトおよびマウスと反応します。神経生物学、腫瘍学、および代謝研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ALK Rabbit pAb
備考/別名	ALK1; CD246; NBLST3; ALK
種	ヒト
GeneID (ヒト)	238
GeneID	238
免疫原	合成ペプチド ヒトALK (NP_004295.2) のアミノ酸1521-1620領域内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9UM73
タンパク質分子量	176kDa
配送	氷袋