

Wb、Elisa用 抗Alkウサギモノクローナル抗体 - Q9Um73

商品番号: CM0004624



前書き

ヒトALKチロシンキナーゼ受容体に対するウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。神経発生およびがん研究におけるALKシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ALKウサギmAb
備考/別名	ALK1; CD246; NBLST3; ALK
種	ヒト
GeneID (ヒト)	238
GeneID	238
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9UM73
タンパク質分子量	176kDa
輸送	保冷バッグ