

WbおよびElisa用抗Alkウサギポリクローナル抗体 - Q9Um73

商品番号: CM0030539



前書き

ヒトALKに対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。細胞内キナーゼドメイン（アミノ酸1093-1411）を標的としており、腫瘍学および神経発生研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ALK Rabbit pAb
別名	ALK1; CD246; NBLST3
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	238
遺伝子ID	238
免疫原	ヒトALK (NP_004295.2) のアミノ酸1093-1411に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9UM73
タンパク質分子量	176kDa
輸送方法	氷袋