


抗アルカリホスファターゼ (Alpl) ウサギポリクローナル抗体 (Wb, Ihc-P, Elisa用) - P05186

商品番号: CM0017856



前書き

ヒトアルカリホスファターゼ (ALPL) に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、IHC-P、ELISAに対応。マウスおよびラットと交差反応します。骨石灰化、バイオミネラリゼーション、ビタミンB6代謝の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	アルカリホスファターゼ (ALPL) ウサギpAb
備考/別名	HOPS; HPPA; HPPC; HPPI; HPPO; TNAP; TNALP; APTNAP; TNSALP; AP-TNAP; TNS-ALP; アルカリホスファターゼ (ALPL)
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	249
遺伝子ID	249
免疫原	ヒトアルカリホスファターゼ (ALPL) のアミノ酸230-440に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_000469.3)。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P05186
タンパク質重量	57kDa
配送	アイスバッグ