

Wb、If/Icc、Ip、Elisa用抗Alkbh1ウサギポリクローナル抗体 - Q13686

商品番号: CM0013869



前書き

ヒトおよびマウスサンプルを用いたWB、IF/ICC、IP、ELISAでバリデーション済みのALKBH1ウサギポリクローナル抗体。tRNA脱メチル化およびDNA修復における重要な酵素である核酸ジオキシゲナーゼALKBH1を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ALKBH1ウサギpAb
備考/別名	ABH; ABH1; alkB; hABH; ALKBH; ALKBH1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8846
遺伝子ID	8846
免疫原	組換えタンパク質 ヒトALKBH1 (NP_006011.2) のアミノ酸110～389に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q13686
タンパク質分子量	44kDa
輸送	保冷バッグ