

WbおよびElisa用Anti-Alkbh3ポリクローナル抗体 - Q96Q83

商品番号: CM0029131



前書き

WBおよびELISAで検証済みのAnti-ALKBH3ラビットポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスと反応します。アルキル化ヌクレオチドの修復に関与するDNA/RNA脱メチル化酵素ALKBH3を標的とし、エピジェネティクスおよびDNA修復の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ALKBH3 Rabbit pAb
備考/別名	ABH3, PCA1, DEPC1, hABH3, DEPC-1, ALKBH3
種	ヒト
GeneID	221120
免疫原	ヒトALKBH3（NP_631917.1）のアミノ酸1-286に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q96Q83
タンパク質分子量	33kDa
配送	氷袋