

Wb、If/Icc用抗Alkbh4ポリクローナル抗体 - Q9Nxw9

商品番号: CM0014407

前書き

アクチンとDNAを脱メチル化するジオキシゲナーゼであるALKBH4を標的とするウサギ由来ポリクローナル抗体です。ヒトおよびマウスのサンプルにおいてWBおよびIF/ICCでの使用が検証済みです。IVD研究における細胞質分裂とクロマチン制御の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ALKBH4 Rabbit pAb
別名	ABH4; ALKBH4
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	54784
遺伝子ID	54784
免疫原	ヒトALKBH4 (NP_060091.1) のアミノ酸1〜302番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9NXW9
タンパク質分子量	34kDa
輸送方法	氷袋