


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Alkbh5ウサギポリクローナル抗体 - Q6P6C2

商品番号: CM0017835



前書き

WB、IHC-

P、ELISAでバリデーションされたウサギポリクローナルALKBH5抗体。ヒト、マウス、ラットのALKBH5を検出します。これは、エピトランスクリプトームにおけるm6A修飾に重要なRNA脱メチル化酵素です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ALKBH5 Rabbit pAb
備考/別名	ABH5; OFOXD; OFOXD1; ALKBH5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	54890
GeneID	54890
免疫原	ヒトALKBH5 (NP_060228.3) のアミノ酸245-394に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q6P6C2
タンパク質分子量	44 kDa
配送	氷袋