

## Wb、Ihc-P、Elisa用 Anti-Alkbh8 ポリクローナル抗体 - Q96Bt7

商品番号: CM0030839



### 前書き

ヒトALKBH8を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのALKBH8を認識し、tRNA修飾やDNA損傷応答の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| 製品名         | ALKBH8 ウサギ pAb                                         |
| 備考/別名       | ABH8; TRM9; MRT71; TRMT9; TRMT9A; ALKBH8               |
| 種           | ヒト                                                     |
| GeneID (ヒト) | 91801                                                  |
| GeneID      | 91801                                                  |
| 免疫原         | ヒトALKBH8 (NP_620130.2) のアミノ酸1-230に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| 由来          | ウサギ                                                    |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                              |
| 適用          | WB, IHC-P, ELISA                                       |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                             |
| SWISS       | Q96BT7                                                 |
| タンパク質分子量    | 75kDa                                                  |
| 発送          | 保冷バッグ                                                  |